

La bonne méthode pour **NETTOYER** le matériel de COLLECTE et de DISTRIBUTION du colostrum



DÉMONTAGE

Démonter entièrement le matériel après chaque utilisation.



RINÇAGE

Rincer le matériel avec une eau froide/tiède (une eau chaude colle le colostrum aux parois).



LAVAGE

Plonger le matériel dans une eau chaude avec du détergent (type produit à vaisselle). Frotter la surface du matériel à l'aide d'une brosse ou d'un goupillon dédié.



RINÇAGE/ DÉSINFECTION

Rincer à l'eau chaude puis pulvériser un désinfectant acide (acide peracétique 2%).



SÉCHAGE

Disposer le matériel, à l'envers (égouttage) à l'air libre et en hauteur (grille en inox).



MSD
Santé Animale